

**OFERTA**  
**na**

**„Dostawa preparatów, substancji anabolicznych oraz zestawów testów do diagnostyki chorób weterynaryjnych”**

.....  
*nazwa wykonawcy<sup>1</sup>*

.....  
*adres*

.....  
*Regon*

.....  
*telefon, faks, e-mail*

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym przedkładam ofertę na wykonanie przedmiotowego zamówienia.

**PAKIET NR 1 - Zakup kontroli serologicznych**

Cena oferty:

**Wartość brutto:**..... PLN

**słownie:** .....

w tym podatek VAT .... % ..... PLN

słownie : .....

**PAKIET NR 2 - Zakup kontroli do diagnostyki Wścieklizny oraz Toksoplazmozy**

Cena oferty:

**Wartość brutto:**..... PLN

**słownie:** .....

w tym podatek VAT.....%:..... PLN

słownie : .....

**PAKIET NR 3 - Zakup zestawów ELISA do diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt**

Cena oferty:

**Wartość brutto:**..... PLN

**słownie:** .....

w tym podatek VAT.....%:..... PLN

słownie : .....

PAKIET NR 4 - *Zakup zestawów do diagnostyki serologicznej*

Cena oferty:

**Wartość brutto:**..... PLN

**słownie:** .....

w tym podatek VAT.....%:..... PLN

słownie : .....

PAKIET NR 5 - *Odczynniki i testy do diagnostyki serologicznej*

Cena oferty:

**Wartość brutto:**..... PLN

**słownie:** .....

w tym podatek VAT.....%:..... PLN

słownie : .....

PAKIET NR 6 - *Zestawy diagnostyczne do diagnostyki serologicznej chorób ryb*

Cena oferty:

**Wartość brutto:**..... PLN

**słownie:** .....

w tym podatek VAT.....%:..... PLN

słownie : .....

PAKIET NR 7 - *Zestawy do oznaczenia substancji anabolicznych metodą ELISA*

Cena oferty:

**Wartość brutto:**..... PLN

**słownie:** .....

w tym podatek VAT.....%:..... PLN

słownie : .....

**(w tym podatek VAT wg. obowiązującej stawki),**

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń formalno-prawnych oraz uzyskałem/am niezbędne informacje do prawidłowego przygotowania oferty.
3. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnień do niej i jej modyfikacji.
4. Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy dołączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjmuję warunki w niej zawarte.
5. Uważam się za związanego/ą niniejszą ofertą przez 60 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu otwarcia ofert i w razie wybrania niniejszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.
6. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 27.12.2011r.
7. Zamówienie wykonam/-my:
  - samodzielnie\*
  - przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części zamówienia<sup>1</sup> .....

<sup>1</sup> Wypełnić lub dodać odpowiedni załącznik

- .....
- ..
8. Ofertę niniejszą składamy na . . . . . kolejno ponumerowanych stronach.
  9. Niniejszym informuję, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ..... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane.
  10. Do oferty załączam:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*\* niepotrzebne skreślić*

.....

*miejsowość i data*

.....

*podpis osoby/osób uprawnionej  
do reprezentowania wykonawcy*

## Formularz ofertowy cz. II

## Pakiet nr 1 - Zakup kontroli serologicznych

L.P.	NAZWA PRODUKTU	ILOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ BRUTTO	ZGODNOŚĆ TAK/NIE NAZWA PRODUCENTA	OKRES WAŻNOŚCI PRODUKTU WG. DANYCH PRODUCENTA
1.	Surowica dodatnia do zarazy stadniczej Trypanosoma equiperdum do OWD, surowica królicza zawierająca specyficzne przeciwciała przeciwko Trypanosoma equiperdum wiążące dopełniacz, wykazująca reakcję dodatnią z antygenem Trypanosoma equiperdum , nie wykazująca reakcji nieswoistych - produkt równoważny do Bioveta op. 5 ml	2						
2.	Antygen nosacizny Burkholderia mallei do OWD , roztwór roboczy nie może wykazywać cech antykomplementarnych ani reakcji dodatnich z surowicą ujemną. Minimalne rozcieńczenie roztworu roboczego 1:5, pozwalające na widoczną reakcję dodatnią z surowicą dodatnią - produkt równoważny do Bioveta, op. 10 ml	1						
3.	Surowica dodatnia do nosacizny - Burkholderia mallei do OWD, surowica królicza zawierająca specyficzne przeciwciała przeciwko Burkholderia mallei wiążące dopełniacz , wykazująca reakcję dodatnią z antygenem Burkholderia mallei, nie wykazująca reakcji nieswoistych - produkt równoważny do Bioveta, op. 5ml	1						
4.	Extract of splenic gangrene positive, op. 1ml, - produkt równoważny do Bioveta,	3						
5.	Serum Bacillus anthracis pozitivni precipitacni, op. 5ml, - produkt równoważny do Bioveta,	1						
6.	Brucelognost- do OA - zgodny z instrukcją Głównego Lekarza Weterynarii GIWzVII.420/lab-3/2003, standaryzowana zawiesina do aglutynacji, produkt równoważny do Biowet, op. 100 ml	2						
7.	Antygen Brucella abortus do OWD zgodny z instrukcją Głównego Lekarza Weterynarii GIWz VII.420/lab-5/2003, standaryzowana zawiesina inaktywowanych komórek Brucella abortum do OWD, produkt równoważny do Biowet op.10 ml	1						

8.	Antygen Brucella abortus do OKAP zgodny z instrukcją Głównego Lekarza Weterynarii GIWz VII.420/lab-4/2003, standaryzowana zawiesina inaktywowanych komórek Brucella abortus do OKAP - produkt równoważny do Biowet., op. 20 ml	35						
9.	Antygen Trypanosoma equiperdum do OWD, liofilizat, roztwór roboczy nie może wykazywać cech antykomplementarnych, ani reakcji dodatnich z surowicą ujemną. Minimalne rozcieńczenie roztworu roboczego 1:4, pozwalające na widoczną reakcję dodatnią z surowicą dodatnią - produkt równoważny do Bioveta. 1 ml	6						
<b>RAZEM NETTO</b>								
<b>RAZEM BRUTTO</b>								

---

Data, Podpis osoby  
uprawnionej do sporządzania ofert

**Pakiet nr 2 Zakup kontroli do diagnostyki Wścieklizny oraz Toksoplazmozy**

L.P.	NAZWA PRODUKTU	ILOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ BRUTTO	ZGODNOŚĆ TAK/NIE NAZWA PRODUCENTA	OKRES WAŻNOŚCI PRODUKTU WG. DANYCH PRODUCENTA
1.	Koniugat do diagn. wścieklizny metodą IF bezpośredniej, z odcisków tkanki mózgowej zwierząt; liofilizat zawierający specyficzne IgG, przeciwko antygenowi nukleokapsydowemu wirusa wścieklizny skoniugowane z izotiocyjanem fluoresceiny; wymagany rozcieńczalnik - woda destylowana - produkt równoważny do Bio-Rad, , op. 4x3ml	40						
2.	Koniugat anti rabies do hodowli komórkowych znakowanych fluoresceiną - produkt równoważny do Bio-Rad 357-2114, op.=0,5ml	20						
3.	Szybki test aglutynacji lateksowej do wykrywania przeciwciał przeciwko Toxoplasma gondii w surowicy. Test musi być wykonywany na jednorazowych kartach do aglutynacji z 8 polami . typu Biorad lub równoważny	6						
<b>RAZEM NETTO</b>								
<b>RAZEM BRUTTO</b>								

---

Data, Podpis osoby uprawnionej do sporządzania ofert

**Pakiet nr 3 Zakup zestawów ELISA do diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt**

L.P.	NAZWA PRODUKTU	ILOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ BRUTTO	NAZWA PRODUCENTA	OKRES WAŻNOŚCI PRODUKTU WG. DANYCH PRODUCENTA
1.	Zestaw ELISA CSFV -klasyczny pomór świń- przeciwciała - produkt równoważny do Idexx, test typu blokujący (przeciwciała obecne w surowicy blokują łączenie się obecnych w koniugacie specyficznych przeciwciał monoklonalnych anty CSFV) do wykrywania swoistych przeciwciał przeciwko CSFV, odczyt przy pojedynczej długości fali 450 nm oraz przy podwójnej długości fali 450 i 650 nm- 5 płytek	11						
2.	Zestaw ELISA do diagnostyki IBR-IPV - test ELISA przeznaczony do wykrywania specyficznych przeciwciał anty gB BHV-1 w surowicy i plazmie, oparty na zasadzie konkurencyjności pomiędzy przeciwciałami bydłowymi a przeciwciałami monoklonalnymi anty-gB koniugowanymi z peroksydazą, możliwość dokonania odczytu przy dł. fali 450 nm, czas badania nie dłużej niż 4 godziny, test zawierający gotowy koniugat Test musi należeć do grupy testów wykonywanych w formie mikroplątek 96-dołkowych dzielonych na stripsy, produkt równoważny do Idexx, 5 płytek	5						
3.	Zestaw ELISA do diagnostyki BVD - MD antygen - test ELISA przeznaczony do wykrywania antygeny BVDV (dołki mikroplątki głaszczone przeciwciałami monoklonalnymi łączącymi się z antygenem wirusa BVD) - test musi należeć do grupy testów wykonywanych w formie mikroplątek 96-dołkowych dzielonych na stripsy, możliwość dokonania odczytu przy dł. fali 450 nm, czas wykonywania badania nie dłuższy niż 3 godzin, , produkt równoważny do Idexx. 5 płytek.	2						
4.	Szybki test immunoenzymatyczny ( ELISA) przeznaczony do wykrywania antygeny Dirofilaria immitis, Anaplasma phagocytophilum, Borrelia burgdorferii, Ehrlichia canis w surowicy lub w pełnej krwi psów z wykorzystaniem pojedynczych testerów zawierających kontrole dodatnie. op. = 30 testów typu: Idexx lub równoważny	10						
5.	szybki test immunoenzymatyczny ( ELISA) przeznaczony do wykrywania antygeny Giardia w kale psów i kotów z wykorzystaniem pojedynczych testerów zawierających kontrole dodatnie op= 15 testów typu: Idexx lub równoważny	20						

6.	Zestaw ELISA CSFV – klasyczny pomór świń - antygen - produkt równoważny do Idexx CSFV Ag Serum test, do wykrywania antygeny CSFV, test współpracujący z oprogramowaniem X-check, zawierający odczynniki gotowe do użycia. 5 płytek	2						
<b>RAZEM NETTO</b>								
<b>RAZEM BRUTTO</b>								

---

Data, Podpis osoby uprawnionej do sporządzania ofert



**Pakiet nr 4 Zakup zestawów ELISA do diagnostyki serologicznej**

L.P.	NAZWA PRODUKTU	ILOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ BRUTTO	ZGODNOŚĆ TAK/NIE NAZWA PRODUCENTA	OKRES WAŻNOŚCI PRODUKTU WG. DANYCH PRODUCENTA
1.	Zestaw ELISA do diagnostyki BVD – MD przeciwciała – test ELISA przeznaczony do wykrywania specyficznych przeciwciał anty P80 BVD/MD w surowicy i plazmie, oparty na zasadzie konkurencyjności pomiędzy przeciwciałami monoklonalnymi anty- p80 skoniugowanymi z peroksydazą , czas wykonywania badania nie dłuższy niż 2 godziny, inkubacje w temperaturze pokojowej, możliwość dokonania odczytu przy dł. Fali 450 nm, możliwość wykonania badania na stripsach w 5-płytkowym zestawie, produkt równoważny do Pourquier, 5 płytek	2						
2.	Zestaw ELISA przesiewowy (skriningowy) do diagnostyki enzootycznej białaczki bydła w surowicy krwi – wykrywanie przeciwciał. Test musi posiadać dokument potwierdzający wpisanie do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej. Możliwość badania prób pojedynczych i pulowanych po 10 sztuk. Możliwa inkubacja dzienna i nocna, przy inkubacji dziennej czas wykonania testu nie dłuższy niż 2 godziny. Produkt równoważny do Instytut Pourquier BLV-S. 5 płytek <b>NALEŻY DOŁĄCZYĆ: DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY WPISANIE DO REJESTRU WYROBÓW MEDYCZNYCH</b>	30						
3.	Zestaw ELISA do diagnostyki enzootycznej białaczki bydła w surowicy krwi – wykrywanie przeciwciał, do badania potwierdzającego – test blokowania kompatybilny z testem przesiewowym, 5 płytkowy. Test musi być wpisany do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej Możliwe badanie prób pojedynczych i pulowanych po 10 sztuk. Przy inkubacji dziennej czas wykonania testu nie dłuższy niż 70 minut. Produkt równoważny do Instytut Pourquier BLV-B. 5 płytek <b>NALEŻY DOŁĄCZYĆ: DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY WPISANIE DO REJESTRU WYROBÓW MED.</b>	10						
<b>RAZEM NETTO</b>								
<b>RAZEM BRUTTO</b>								

Data, Podpis osoby uprawnionej do sporządzania ofert

**Pakiet nr 5 Odczynniki i testy do diagnostyki serologicznej**

L.P.	NAZWA PRODUKTU	ILOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ BRUTTO	ZGODNOŚĆ TAK/NIE NAZWA PRODUCENTA	OKRES WAŻNOŚCI PRODUKTU WG. DANYCH PRODUCENTA
1.	Antygen NZK do ID + surowica – test immunodyfuzji w żelu agarowym AGID charakteryzujący się wysoką czułością, test na min. 300 próbek, zawierający kontrolę dodatnią i ujemną- produkt równoważny do Synbiotics a / 6 ml na 450 prób 5 szt.	5						
2.	Surowica referencyjna kontrolna ujemna (BLV-) N 27 – produkt równoważny do PIW-Puławy, zgodnie z instrukcją GLW nr GIWzVII.420/lab-22/2003, op. 2 ml	25						
3.	Antygen Salmonella Pulum zawiesina inaktywowanych i barwionych antygenów Salmonella pullorum do przeprowadzania szybkiego płytkowego testu aglutynacji krwi lub osocza kurcząt i indyków. /SP/- produkt równoważny do Soleil, op.10 ml na 300 prób	2						
4.	Antygen Mycoplasma gallisepticum / MG /- produkt równoważny do Solei, zawiesina inaktywowanych i barwionych antygenów Mycoplasma gallisepticum, stosowana do wykrywania specyficznych przeciwciał u drobiu przy użyciu szybkiego płytkowego testu aglutynacji krwi lub osocza – zgodnie z Instrukcją nr 48/2004 Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 14 czerwca 2004r. GIWhig.501/lab-7/2004, op. 10 ml na 300 prób	8						
5.	Bufor weronalowy do OWD liofilizat – produkt równoważny do Virion/Serion, zgodny z instrukcją Głównego Lekarza Weterynarii GIWzVII.420/lab-5/2003. a/2000 ml	5						
6.	Zestaw IHNW ELISA KIT Produkt równoważny do BioX Diagnostics (opłaszczona mikropłytko 96 dołków, antygen kontrolny, koniugat 12 ml, TMB 12 ml, płyn do rozcieńczeń 50 ml, r-r do płukania 20 ml, r-r zatrzymujący 6 ml); op.	5						
7a.	Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla nw. antygenów, amp. a/5ml Surowice testowane z zestawem nie mniej niż 160 szczepów Salmonella. Odczyt w czasie nie dłuższym niż 60s. Data ważności dostarczanych produktów nie krótsza niż 20 miesięcy od daty dostawy							
1	HM	10						
2	AO	1						
3	BO	4						

4	CO	4						
5	DO	4						
6	EO	2						
7	H5	2						
8	H2	2						
9	H1,2,5	2						
10	07	2						
11	08	2						
12	010	1						
13	Hi	1						
14	Hz10	1						
15	Hgm	2						
16	Hm	1						
17	He,n,x	1						
18	Hlv	2						
19	Hk	1						
20	H7	1						
21	Hp	1						
22	Hc	1						
23	H6	1						
24	Hn	1						
25	Hd	1						
26	Hfg	2						
27	Heh	2						
28	Hx	1						
29	Hy	1						
30	Hh	1						

31	Hlw	1						
32	Hz6	1						
33	Hgp	2						
34	Hq	1						
35	Hw	1						
36	Hf	1						
37	Hz	1						
38	Ha	1						
39	H1	1						
7b	Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla nw. antygenów, amp. <b>a/3ml</b> . Surowice testowane z zestawem nie mniej niż 160 szczepów Salmonella. Odczyt w czasie nie dłuższym niż 60s. Data ważności dostarczanych produktów nie krótsza niż 20 miesięcy od daty dostawy							
1	Hnz15	1						
2	Hz23	1						
3	Hz29	1						
4	Hz4z23	1						
5	Hz38	1						
6	Hr	1						
7	Hs	1						
8	Hq	1						
9	Hb	1						
10	Hu	1						
8.	Dopelniacz liofilizowany do OWD – rozpuszczalnik: woda destylowana; mieszanina surowic krwi świnek morskich o odpowiednim poziomie dopelniacza, bez zawartości środka konserwującego. Produkt równoważny do Biomed, 2 ml	15						
9.	Zestaw ELISA do diagnostyki choroby niebieskiego języka. Test ELISA przeznaczony do wykrywania przeciwciał dla białka VP7, BTV w surowicy bydła, owiec lub kóz, umożliwiający wykrycie wczesnych przeciwciał anty-VP7(IgM), jak również przeciwciał IgG; test wykonywany w temp.	2						

	pokoju w czasie nie dłuższym niż 2 godz., odczyt spektrofotometryczny o dł. Fali 450nm, test musi należeć do grupy testów 96-dółkowych, dzielonych na stripsy, produkt równoważny do ID-Vet, zestaw							
10.	Antygen Trypanosoma equiperdum do OWD, liofilizat uwadniany w sterylnej wodzie destylowanej, z dołączonym przez producenta certyfikatem jakości. Stabilność rozcieńzonego antygenu w -70°C 2 lata, w -20°C 4 miesiące, w 4°C 24 h - produkt równoważny do NVSL Ames. 1 ml	4						
11.	Surowica dodatnia do zarazy stadniczej Trypanosoma equiperdum do OWD, liofilizat uwadniany w sterylnej wodzie destylowanej, Surowica końska zawierająca specyficzne przeciwciała przeciwko Trypanosoma equiperdum wiążące dopełniacz, wykazująca reakcję dodatnią z antygenem Trypanosoma equiperdum, nie wykazująca aktywności antykomplementarnej. Rozpuszczona surowica przechowywana w -70°C, a rozcieńczenie robocze przechowywane w lodzie i użyteczne przez 8h – produkt równoważny do NVSL Ames. 1 ml	3						
12.	Antygen Coxiella burnetii do OWD, liofilizat uwadniany w wodzie destylowanej, Roztwór roboczy nie może wykazywać cech antykomplementarnych, ani reakcji dodatnich z surowicą ujemną. Roztwór roboczy przygotowywany z buforem weronalowym. Rozpuszczony liofilizat przechowywany w 2-8°C 1 tydzień, w -20°C 2 miesiące - produkt równoważny do Serion/Virion 1 ml	21						
13.	Surowica Mojedyncz dodatnia Coxiella burnetii do OWD, liofilizat uwadniany w wodzie destylowanej, Roztwór roboczy 1:10 przygotowywany z buforem weronalowym. Rozpuszczony liofilizat przechowywany w 2-8°C 2 miesiące, rozcieńczenie robocze w 2-8°C 1 tydzień – produkt równoważny do Serion/Virion. op. 0,1 ml	7						
14.	Szybki Test do diagnostyki Ehrlichiozy, test do wykrywania przeciwciał anty Ehrlichia canis w krwi/ osoczu/surowicy umożliwiający wykonanie pojedynczych analiz ( bez użycia mikropłytek). Op= 20 testów typu: Virbac nr ref. SER20 lub równoważny	4						
15.	Szybki Test do diagnostyki Grzybicy umożliwiający pojedyncze analizy . op. 30 testów typu: Virbac nr ref. D18 lub równoważny	6						
16.	Szybki Test do diagnostyki Mikrobiologicznej umożliwiający pojedyncze analizy op. 5 testów typu: Virbac nr ref. SB10 lub równoważny	40						
17.	Surowica dodatnia w kierunku Mycoplasma gallisepticum – surowica referencyjna, produkt równoważny do PIWet Puławy, zgodny z instrukcją	6						

	GIWhig.501/lab-7/2004, op.							
18.	Surowica dodatnia Bluetongue – liofilizowana surowica bydłca zawierająca specyficzne przeciwciała anti-Bluetongue, możliwość rozpuszczenia liofilizatu w płynie do rozcieńczeń dołączonym do zestawu ELISA, produkt równoważny do ID-Vet. Op.	3						
19.	Osocze królicze liofilizowane – typu BIOMED Kraków lub równoważny . <b>Data ważności dostarczanych produktów nie krótsza niż 12 miesięcy od daty dostawy</b> op.= 5 ml	20						
20.	Sporal S – do mikrobiologicznej oceny skuteczności sterylizacji w suchym, gorącym powietrzu – nie gorsze niż BIOMED Kraków op.= 40 krążków	2						
21.	Zestaw ELISA CSFV – klasyczny pomór świń – przeciwciała – produkt równoważny do Prionics Priocheck CSFV Ab 2.0 do wykrywania przeciwciał przeciwko domenie A proteiny E2 CSFV. 5 płytek	2						
22.	Zestaw ELISA CSFV – klasyczny pomór świń – przeciwciała – produkt równoważny do IDVet ID Screen CSF E2, do wykrywania przeciwciał skierowanych przeciwko proteinie E2 CSFV, test blokujący. Czas wykonania nie dłużej niż 2h. 4 płytki	2						
23.	Zestaw ELISA CSFV – klasyczny pomór świń- produkt równoważny do Bommeli Diagnostics, IDEXX CHEKIT CSF-SERO; zestaw immunoenzymatyczny do wykrywania przeciwciał przeciwko glikoproteinie E2 (gp 55) wirusa klasycznego pomoru świń (CSFV). 10 płytek	1						
24.	Zestaw Elisa BLV – enzootyczna białaczka bydła – produkt równoważny do Svanova SVANOVIR BLV-gp51-Ab; do wykonania 960 oznaczeń – skринing. 10 płytek	1						
25.	Zestaw Elisa BLV – enzootyczna białaczka bydła – produkt równoważny do Svanova SVANOVIR BLV-gp51-Ab; do wykonania 96 oznaczeń – weryfikacja. 2 płytki	6						
26.	Zestaw Elisa BLV – enzootyczna białaczka bydła – produkt równoważny do Synbiotics Serelisa BLV Ab Mono Blocking; do próbek pojedynczych i pulowanych po 10 sztuk, inkubacja nocna. 4 płytki	2						
27.	Zestaw Elisa BLV – enzootyczna białaczka bydła – produkt równoważny do Synbiotics Serelisa BLV Mono Indirect; do próbek pojedynczych i pulowanych po 10 sztuk, inkubacja dzienna. Wymagane: instrukcja obsługi w języku polskim. 4 płytki	1						
28.	Roboczy standard surowicy anty_Brucella do aglutynacji /do aglutynacji	1						

	szkieletowej/ amp. 1 ml typu PIWet-PIB w Puławach lub równoważny zg. Z instrukcją NR 46/2003 GLW z 25.08.2003r.							
<b>RAZEM NETTO</b>								
<b>RAZEM BRUTTO</b>								

---

Data, Podpis osoby uprawnionej do sporządzania ofert

**Pakiet nr 6 - Zestawy diagnostyczne do diagnostyki serologicznej chorób ryb**

L.P.	NAZWA PRODUKTU	ILOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ BRUTTO	ZGODNOŚĆ TAK/NIE NAZWA PRODUCENTA	OKRES WAŻNOŚCI PRODUKTU WG. DANYCH PRODUCENTA
1.	Zestaw IPNV Ag ELISA produkt równoważny do TestLine, (mikroplątka 96 testów, antygen pozytywny, antygen negatywny, koniugat i surowica , TMB Complete, r-r do płukania, r-r zatrzymujący ); op.	3						
2.	Zestaw VHSV Ag ELISA produkt równoważny do TestLine, (96 testów, antygen pozytywny, antygen negatywny, koniugat i surowica , TMB Complete, r-r do płukania, r-r zatrzymujący ); op.	7						
3.	Zestaw SVCV Ag ELISA produkt równoważny do TestLine, (96 testów, antygen pozytywny, antygen negatywny, koniugat i surowica , TMB Complete, r-r do płukania, r-r zatrzymujący ); op.	1						
<b>RAZEM NETTO</b>								
<b>RAZEM BRUTTO</b>								

---

Data, Podpis osoby uprawnionej do sporządzania ofert



**PAKIET NR 7 Zestawy do oznaczenia substancji anabolicznych metodą ELISA**

L.P.	NAZWA ZESTAWU	ILOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ BRUTTO	ZGODNOŚĆ TAK/NIE NAZWA PRODUCENTA	OKRES WAŻNOŚCI PRODUKTU WG. DANYCH PRODUCENTA
1.	<p><b>TRENBOLON</b> - typu nr. kat. R 2601 r-biopharm lub równoważny spełniający minimalne poniższe wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- limit detekcji- 100ppt w moczu</li> <li>- odzysk 85% w moczu</li> <li>- reakcje krzyżowe</li> </ul> <p>17 β-Trenbolone 100%                      17 α Trenbolone 82%                      Trendione 100%                      17 β-Trenbolone-glukuronide 82%                      standardy: 0 / 25 / 50 / 100 / 200 / 400 ppt                      SZT. (12 RZĘDÓW PO 8 DOŁKÓW)</p>	4						
2.	<p><b>METHYLOTESTOSTERON</b>- typu nr. kat. R 3601 r-biopharm lub równoważny spełniający minimalne poniższe wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- limit detekcji- 200ppt</li> <li>- odzysk 85% w moczu</li> <li>- reakcje krzyżowe</li> </ul> <p>methyltestosterone 100%                      testosterone 40%, inne poniżej 28%                      standardy: 0 / 50 / 150 / 450 / 1,350 / 4,050 ppt                      SZT. (12 RZĘDÓW PO 8 DOŁKÓW)</p>	4						
3.	<p><b>ETHYNYLOESTRADIOL</b>- typu nr. kat. R 2501 r-biopharm lub równoważny spełniający minimalne poniższe wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>limit detekcji- surowica bydłęca 20ppt, moczu 200ppt</li> <li>- odzysk 85% w moczu</li> <li>- reakcje krzyżowe. Ethinyloestradiol 100%, inne poniżej 0,7%</li> </ul> <p>Standardy: 0 / 50 / 200 / 800 / 3,200 / 12,800 ppt                      SZT. (12 RZĘDÓW PO 8 DOŁKÓW)</p>	3						

4.	<p><b>ESTRADIOL-</b> typu nr. kat. R 2301 r-biopharm lub równoważny spełniający minimalne poniższe wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- limit detekcji- 20ppt</li> <li>- odzysk 85%</li> <li>- reakcje krzyżowe</li> </ul> <p>17 β-Estradiol 100% Estradiol 3-benzoate 50%, inne poniżej 1% Standardy: 0 / 50 / 200 / 800 / 3,200 / 12,800 ppt SZT. (12 RZĘDÓW PO 8 DOŁKÓW)</p>	4						
5.	<p><b>TESTOSTERON</b> – typu nr. kat. R 2401 r-biopharm lub równoważny spełniający minimalne poniższe wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- limit detekcji- 20 ppt</li> <li>- odzysk 85%</li> <li>- reakcje krzyżowe</li> </ul> <p>testosterone 100%, inne poniżej 10% standardy: 0 / 50 / 200 / 800 / 3,200 / 12,800 ppt SZT. (12 RZĘDÓW PO 8 DOŁKÓW)</p>	4						
6.	<p><b>ACETYL-GESTAGENY MPA</b> – typu nr. kat. R 1801 r-biopharm lub równoważny spełniający minimalne poniższe wymagania:</p> <p>limit detekcji- poniżej 0,3 ppb</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- reakcje krzyżowe: MPA 100 %</li> </ul> <p>17a-Acetoxyprogesterone 126 % Megestrol acetate 50 % Chloromadinone acetate 50 % Melengestrol acetate 0.6 % standard: 0 / 0.15 / 0.45 / 1.35 / 4.05 / 12.15 ppb SZT. (12 RZĘDÓW PO 8 DOŁKÓW)</p>	2						
7.	<p><b>ZERANOL</b> – typu nr kat europroxima 5081zer lub równoważny spełniający minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- reakcje krzyżowe: zeranol (alfa-zearalanol) 100%,</li> <li>- taleranol 133%,</li> <li>- zearalanone 100%</li> <li>- zearalanone (F2-mycotoxin) – 75%,</li> <li>- alfa- zearalanol 90%,</li> <li>- beta- zearalanol 70%, inne poniżej 0,01%</li> </ul> <p>SZT. (12 RZĘDÓW PO 8 DOŁKÓW)</p>	5						

8.	<p><b>STANOZOLOL ELISA</b> – typu nr kat europroxima 5081stan lub równoważny spełniający minimalne wymagania:  reakcje krzyżowe:  - stanozolol 100%,  - 16beta-hydroxy stanozolol 100%,  - ccbeta dla moczu 1ppb  - inne poniżej 0,30%  SZT. (12 RZĘDÓW PO 8 DOŁKÓW)</p>	3					
9.	<p><b>HISTAMINA</b> – typu nr. kat. R 1601 r-biopharm lub równoważny spełniający minimalne wymagania:  - limit detekcji: świeże ryby i ryby z puszki 2,5ppm  reakcje krzyżowe:  -Histamine 100%  -3-Methyl-histamine około 0,01%  -Tyramine n.d.  -L-Phenylalanine n.d.  -L-Histidine n.d.  -Tryptamine n.d.  - L-tyrosine n.d.  Serotonin n.d.  standardy: 0 / 0,5 / 1,5 / 5 / 15 / 50ppb, i dwie kontrolki; odczynnik do acylacji - gotowy do użycia  SZT. 12 RZĘDÓW PO 8 DOŁKÓW</p>	20					
10.	<p><b>MELENGESTROLACETAT</b> – typu nr. kat. R 6502 r-biopharm lub równoważny spełniający minimalne wymagania:  limit detekcji w tłuszcz bydlęcym 0,3ppb  reakcje krzyżowe: -Melengestrol acetate (MLGA).....100%  -Megestrol acetate (MGA)...10%  -Medroxyprogesterone acetate....6,6%, inne poniżej 5,2%  standardy: 0 / 0,15 / 0,45 / 1,35 / 4,05 / 12,15ppb  SZT. (6 RZĘDÓW PO 8 DOŁKÓW)</p>	2					

11.	<p><b>CHLORAMFENIKOL-</b> Chloramfenikol</p> <p>limity detekcji : - mleko - wykonanie testu po ekstrakcji chloramfenikolu z matrycy - 5 ppt, - mleko - wykonanie testu bezpośrednio, bez ekstrakcji chloramfenikolu z matrycy /mleko w proszku – 25 ppt,</p> <p>- mięso, ryby, krewetki – 6,25 ppt,; - jaja, mocz, woda - 25 ppt</p> <p>- miód – 25ppt; - odzysk dla każdej matrycy &gt; 80%</p> <p>- reakcje krzyżowe: chloramfenikol =100%; tiamfenikol &lt; 0,1%</p> <p>reakcje krzyżowe z innymi substancjami</p> <p>ograniczone do minimum ( nie więcej niż 0,5 % wyników fałszywie dodatnich) standardy: 0 / 25 / 50 / 100 / 250 / 750 ppt 1 bufor płuczący w postaci stałej substancji (pH7,4), który po przygotowaniu w laboratorium, w formie koncentratu, posiada trwałość min. 12 tygodni 1 gotowy bufor do rozcieńczania konjugatu oraz rozpuszczania próbek. Płytką z 96 studzienkami (12 pasków po 8 studzienek) o standardowych wymiarach, pasująca do czytnika MRX Revelation (Dynex), studzienki opłaszczane przeciwciałami przeciw chloramfenikolowi.</p> <p>Czas potrzebny do przygotowania ekstraktów 10 próbek do wykonania testu, w zależności od matrycy: nie dłuższy niż 2 h Czas inkubacji nie dłuższy niż 90 min - równoważny z nr. kat. R 1505 SZT. (12 RZĘDÓW PO 8 DOŁKÓW)</p>	10						
<b>RAZEM NETTO</b>								
<b>RAZEM BRUTTO</b>								

---

Data, Podpis osoby uprawnionej do sporządzania ofert

---