

Formularz cenowy

Załącznik 4a

Część I – Zestawy ELISA i preparaty do diagnostyki chorób weterynaryjnych.

L.P.	NAZWA PRODUKTU	WIELKOŚĆ OPAKOWANIA	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	VAT%	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO	RAZEM WARTOŚĆ TOWARU BRUTTO	PRODUCENT (NR KATALOGOWY)	CAŁKOWITY OKRES WAŻNOŚCI PRODUKTU OKREŚLONY PRZEZ PRODUCENTA	ZGODNOŚĆ PRODUKTU Z SIWZ TAK/NIE
1	2	3	4	5	6	7	8=4*7	9	10	11
1.	Antygen nosaczna Burkholderia mallei do OWD Ekstrakt hodowli Burkholderia mallei zakonserwowany fenolem. Roztwór roboczy nie może wykazywać cech antykomplementarnych ani reakcji dodatnich z surowicą ujemną. Minimalne rozcieńczenie roztworu roboczego 1:5, pozwalające na widoczną reakcję dodatnią z surowicą dodatnią. Produkt równoważny do Bioveta. Data ważności minimum 18 miesięcy od daty dostawy.	10 ml	1							
2.	Surowica dodatnia do nosaczny - Burkholderia mallei do OWD. Surowica królicza zawierająca specyficzne przeciwciała przeciwko Burkholderia mallei wiążące dopełniacz, wykazująca reakcję dodatnią z antygenem Burkholderia mallei, nie wykazująca reakcji nieswoistych. Produkt równoważny do Bioveta. Data ważności minimum 18 miesięcy od daty dostawy.	5 ml	1							
RAZEM NETTO										
RAZEM BRUTTO										

.....
miejscość, data.....
podpis osoby uprawnionej do sporządzenia ofert

Formularz cenowy

Załącznik 4b

Część II - Kontrole do diagnostyki Wścieklizny i Toksoplazmozy.

L.P.	NAZWA PRODUKTU	WIELKOŚĆ OPAKOWANIA	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	VAT%	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO	RAZEM WARTOŚĆ TOWARU BRUTTO	PRODUCENT (NR KATALOGOWY)	CAŁKOWITY OKRES WAŻNOŚCI PRODUKTU OKREŚLONY PRZEZ PRODUCENTA	ZGODNOŚĆ PRODUKTU Z SIWZ TAK/NIE
1	2	3	4	5	6	7	8=4*7	9	10	11
1.	Koniugat do diagnostyki wścieklizny metodą IF bezpośredniej, z odcisków tkanki mózgowej zwierząt. Liofilizat zawierający specyficzne IgG, przeciwko antygenowi nukleokapsydowemu wirusa wścieklizny skoniugowane z izotiocyanem fluoresceiny. Wymagany rozcieńczalnik - woda destylowana. Produkt równoważny do Bio-Rad.	op.= 4x3 ml	10							
2.	Koniugat anti rabies do hodowli komórkowych znakowany fluoresceiną. Produkt równoważny do Bio-Rad 357-2114.	op.=0,5 ml	12							
3.	Szybki test aglutynacji lateksowej do wykrywania przeciwciał przeciwko Toxoplasma gondii w surowicy. Test musi być wykonywany na jednorazowych kartach do aglutynacji z 8 polami typu Bio-Rad lub równoważny.	op.=100 testów	2							
4.	Koniugat do diagnostyki wścieklizny, Monoclonal Anti-Rabies FITC , równoważny do Sifin PA 1202 wykrywający RV, RRV, EBL1 i EBL2.	1 ml	2							
RAZEM NETTO										
RAZEM BRUTTO										

.....
miejsowość, data.....
podpis osoby uprawnionej do sporządzenia oferty

Formularz cenowy

Załącznik nr 4c

Część III – Zestawy ELISA do diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt.

L.P.	NAZWA PRODUKTU	WIELKOŚĆ OPAKOWANIA	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	VAT%	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO	RAZEM WARTOŚĆ TOWARU BRUTTO	PRODUCENT (NR KATALOGOWY)	CAŁKOWITY OKRES WAŻNOŚCI PRODUKTU OKREŚLONY PRZEZ PRODUCENTA	ZGODNOŚĆ PRODUKTU Z SIWZ TAK/NIE
1	2	3	4	5	6	7	8=4*7	9	10	11
1.	Zestaw ELISA CSFV - klasyczny pomór świń-przeciwciała. Test typu blokujący do wykrywania swoistych przeciwciał przeciwko CSFV. Odczyt przy pojedynczej długości fali 450 nm oraz przy podwójnej długości fali 450 i 650 nm. Test musi należeć do grupy testów wykonywanych w formie mikroplamki 96-dółkowych dzielonych na pojedyncze stripsy, produkt równoważny do Idexx, 5 plamek w opakowaniu, ważność zestawu minimum 9 miesięcy od daty dostawy.	5 plamek	3							
2.	Zestaw ELISA do diagnostyki IBR-IPV - test ELISA przeznaczony do wykrywania specyficznych przeciwciał anty gB BHV-1 w surowicy i plazmie, oparty na zasadzie konkurencyjności pomiędzy przeciwciałami bydłowymi a przeciwciałami monoklonalnymi anty-gB koniugowanymi z peroksydazą, możliwość dokonania odczytu przy dł. fali 450 nm, czas badania nie dłużej niż 4 godziny, test zawierający gotowy koniugat Test musi należeć do grupy testów wykonywanych w formie mikroplamki 96-dółkowych dzielonych na stripsy, produkt równoważny do Idexx, 5 plamek ważność zestawu minimum 10 miesięcy od daty zamówienia.	5 plamek	2							
3.	Zestaw ELISA do diagnostyki BVD - MD antygen - test ELISA przeznaczony do wykrywania antygeny BVDV (dółki mikroplamki gładzone przeciwciałami monoklonalnymi łączącymi się z antygenem wirusa BVD) - test musi należeć do grupy testów wykonywanych w formie mikroplamki 96-dółkowych dzielonych na stripsy.	5 plamek	2							

	możliwość dokonania odczytu przy dł. fali 450 nm, czas wykonywania badania nie dłuższy niż 3 godzin, produkt równoważny do Idexx.									
4.	Szybki test immunoenzymatyczny (ELISA) przeznaczony do wykrywania antygenu <i>Dirofilaria immitis</i> , <i>Anaplasma phagocytophilum</i> , <i>Borrelia burgdorferii</i> , <i>Ehrlichia canis</i> w surowicy lub w pełnej krwi psów z wykorzystaniem pojedynczych testerów zawierających kontrole dodatnie. Produkt równoważny do Idexx.	op.= 30 testów	2							
5.	Zestaw ELISA przesiewowy (skriningowy) do diagnostyki enzoptycznej białaczki bydła w surowicy krwi – wykrywanie przeciwciał. Test musi posiadać dokument potwierdzający wpisanie do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej. Możliwość badania prób pojedynczych i pulowanych po 10 sztuk. Możliwa inkubacja dzienna i nocna, przy inkubacji dziennej czas wykonania testu nie dłuższy niż 2 godziny. Produkt równoważny do Idexx BLV Screening. Ważność zestawu minimum 12 miesięcy od daty dostawy.	5 ptytek	2							
6.	Zestaw ELISA do diagnostyki enzoptycznej białaczki bydła w surowicy krwi – wykrywanie przeciwciał, do badania potwierdzającego – test blokowania kompatybilny z testem przesiewowym, 5 płytkowy. Test musi być wpisany do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej. Możliwe badanie prób pojedynczych i pulowanych po 10 sztuk. Przy inkubacji dziennej czas wykonania testu nie dłuższy niż 120 minut. Produkt równoważny do Idexx BLV Blocking. Ważność zestawu minimum 12 miesięcy od daty dostawy.	5 ptytek	1							
7.	Zestaw ELISA do wykrywania przeciwciał przeciwko reowirusom ptaków, 5 płytkowy. Test musi być wpisany do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej.	5 ptytek	1							

	Produkt równoważny do IDEXX REO									
8.	Zestaw ELISA do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi anemii zakaźnej kurcząt, 5 płytkowy. Test musi być wpisany do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej. Produkt równoważny do IDEXX CAV.	5 ptytek	1							
9.	Zestaw do diagnostyki NZK - test AGID	zestaw	2							
10.	Agar do AGID NZK z poz. 9	butelka =100 ml	20							
RAZEM NETTO										
RAZEM BRUTTO										

.....
miejsowość, data

.....
podpis osoby uprawnionej do sporządzenia oferty

Formularz cenowy

Załącznik 4d

Część IV – Odczynniki i testy do diagnostyki serologicznej.

L.P.	NAZWA PRODUKTU	WIELKOŚĆ OPAKOWANIA	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	VAT%	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO	RAZEM WARTOŚĆ TOWARU BRUTTO	PRODUCENT (NR KATALOGOWY)	CAŁKOWITY OKRES WAŻNOŚCI PRODUKTU OKREŚLONY PRZEZ PRODUCENTA	ZGODNOŚĆ PRODUKTU Z SIWZ TAK/NIE
1	2	3	4	5	6	7	8=4*7	9	10	11
1.	Antygen Salmonella Pulorum zawiesina inaktywowanych i barwionych antygenów Salmonella pullorum do przeprowadzania szybkiego płytkowego testu aglutynacji krwi lub osocza kurcząt i indyków./SP/ Produkt równoważny do Biovic. Ważność min. 18 miesięcy.	10 ml na 300 prób	1							
2.	Antygen Mycoplasma gallisepticum /MG/ Produkt równoważny do Solei. Zawiesina inaktywowanych i barwionych antygenów Mycoplasma gallisepticum, stosowana do wykrywania specyficznych przeciwciał u drobiu przy użyciu szybkiego płytkowego testu aglutynacji k.	10 ml na 300 prób	1							
3.	Bufor weronałowy do OWD proszek do rozpuszczenia w 2l wody destylowanej, ważność 12 tygodni od daty rozpuszczenia. Produkt równoważny do Virion/Serion, zgodny z instrukcją GLW VII.420/lab-5/2003. Ważność min. 18 miesięcy .	2000 ml	6							
4.	Surowice nie gorsze niż Sifin, konserwowane azydkiem sodu, postać: liofilizat lub płynna, temp. przechowywania +2 ÷ +8 °C									
4.1	H1- Sifin	5 ml/ płynna	2							
4.2	H5 - Sifin	1 ml/ liofilizat	2							
4.3	H2-sifin	5 ml/ liofilizat	2							
4.4	H210 -Sifin	1 ml/ płynna	1							
4.5	Hr - Sifin	1 ml/ płynna	3							

4.6	He,n,x, - Sifin	1 ml/ plynna	2							
4.7	Hp - Sifin	1 ml/liofilizat	3							
4.8	Hx Sifin	1 ml/ liofilizat	2							
4.9	Hx15	1 ml/ liofilizat	1							
5.	Zestaw ELISA do diagnostyki choroby niebieskiego języka. Test ELISA przeznaczony do wykrywania przeciwciał dla białka VP7, BTV w surowicy bydła, owiec lub kóz, umożliwiając wykrycie wczesnych przeciwciał anty-VP7(IgM), jak również przeciwciał IgG. Test wykonywany w temperaturze pokojowej w czasie nie dłuższym niż 2 godz. Odczyt spektrofotometryczny o dł. fali 450 nm. Test musi należeć do grupy testów 96 dołkowych dzielonych na stripsy, produkt równoważny do ID-Vet, zestaw.	zestaw	1							
6.	Surowica kontrolna dodatnia Coxiella burnetii do OWD, liofilizat uwadniany w wodzie destylowanej, z dołączonym przez producenta certyfikatem jakości. Roztwór roboczy 1:10 przygotowywany z buforem weronalowym. Rozpuszczony liofilizat przechowywany w 2-8°C 2 miesiące, rozcieńczenie robocze w 2-8°C 1 tydzień - produkt równoważny do Serion/Virion. Data ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	0,1 ml	4							
7.	Antygen Coxiella burnetii do OWD, liofilizat uwadniany w wodzie destylowanej, z dołączonym przez producenta certyfikatem jakości. Roztwór roboczy nie może wykazywać cech antykomplementarnych, ani reakcji dodatnich z surowicą ujemną. Roztwór roboczy przygotowywany z buforem weronalowym. Rozpuszczony liofilizat przechowywany w 2-8°C 1 tydzień, w -20°C 2 miesiące - produkt równoważny do Serion/Virion. Data ważności co najmniej 18	1 ml	6							

	m-cy od daty dostawy.									
8.	Osocze królicze liofilizowane typu BIOMED Kraków lub równoważny.	5 ml	10							
9.	Sproal S - do mikrobiologicznej oceny skuteczności sterylizacji w suchym, gorącym powietrzu. Produkt nie gorsze niż BIOMED Kraków.	op.=40 krążków	1							
10.	Antygen Brucella abortus do OWD zgodny z instrukcją Głównego Lekarza Weterynarii GIWz VII.420/lab-5/2003. Standaryzowana zawiesina inaktywowanych komórek Brucella abortum szczepu S-99 w płynie fizjologicznym do OWD. Produkt równoważny do Biowet. Posiadający certyfikat producenta. Data ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	10 ml	1							
11.	Antygen Brucella abortus do OKAP zgodny z instrukcją Głównego Lekarza Weterynarii GIWz VII.420/lab-4/2003. Standaryzowana zawiesina inaktywowanych komórek Brucella abortus szczep S-99, barwionych różem bengalskim, zawieszonych w buforze mleczanowym, z dodatkiem 0,5% fenolu, do OKAP. Produkt równoważny do Biowet, posiadający certyfikat producenta. Data ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	20 ml	30							
12.	Surowica hemolityczna do OWD zawierająca przeciwciała przeciwko erytrocytom barana; liofilizowana, bez zawartości środków konserwujących; do rozpuszczenia w 0,9ml wody destylowanej. Produkt równoważny do Biomed Kraków. Data ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	1 ml	2							
13.	Zestaw Elisa BLV - enzootyczna białaczka bydła - produkt równoważny do Svanova SVANOVIR BLV-gp51-Ab; do wykonania 96 oznaczeń - weryfikacja. Czas wykonania testu nie dłuższy niż 3 godziny. Wymagane: certyfikat producenta oraz instrukcja obsługi w języku polskim. Data ważności co najmniej 12 m-cy od daty dostawy.	2 płytki	1							

14.	Roboczy standard surowicy RSSa BA – surowica referencyjna do OA – produkt równoważny do PIW – Puławy.	1 ml	4							
15.	Bufor barbitaowy (weronałowy) VBD roztwór macierzysty, do rozcieńczenia 1/5 w wodzie destylowanej; po rozcieńczeniu przechowywać nie dłużej niż 36h – produkt równoważny do Inst. Pourquier. Data ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.	100 ml	3							
16.	Dopełniacz liofilizowany do OWD – rozpuszczalnik: 1,8 ml wody destylowanej; mieszanina surowic krwi świnek morskich o odpowiednim poziomie dopełniacza, bez zawartości środka konserwującego. Produkt równoważny do Biomed 2 ml. Data ważności co najmniej 12 miesięcy.	2 ml	5							
RAZEM NETTO										
RAZEM BRUTTO										

.....
miejsowość , data

.....
podpis osoby uprawnionej do sporządzenia oferty

Formularz cenowy

Załącznik 4e

Część V – Zestawy do diagnostyki serologicznej chorób ryb.

L.P.	NAZWA PRODUKTU	WIELKOŚĆ OPAKOWANIA	ILOŚĆ	CENA JEDNOST KOWA NETTO	VAT%	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO	RAZEM WARTOŚĆ TOWARU BRUTTO	PRODUCENT (NR KATALOGOWY)	CAŁKOWITY OKRES WAŻNOŚCI PRODUKTU OKREŚLONY PRZEZ PRODUCENTA	ZGODNOŚĆ PRODUKTU Z SIWZ TAK/NIE
1	2	3	4	5	6	7	8=4*7	9	10	11
1.	Zestaw IPNV Ag Elisa. Produkt równoważny do TestLine (mikroplątka 96 testów, antygen pozytywny, antygen negatywny, koniugat i surowica TMB Complete, r-r do płukania, r-r zatrzymujący).	op.= 96 testów	3							
2.	Zestaw VHSV Ag Elisa. Produkt równoważny do TestLine (96 testów, antygen pozytywny, antygen negatywny, koniugat i surowica TMB Complete r-r do płukania, r-r zatrzymujący).	op.= 96 testów	4							
3.	Zestaw SVCV Ag Elisa. Produkt równoważny do TestLine (96 testów antygen pozytywny antygen nagat, koniugat i surowica, TMB Complete r-r, do płukania, r-r zatrzymujący).	op.= 96 testów	2							
4.	Zestaw IHNV ELISA KIT Produkt równoważny do BioX Diagnostics(opłaszczona mikroplątka 96 dołków antygen kontrolny, koniugat 12 ml TMB 12 ml, płyn do rozcieńczeń 50 ml, r-r do płukania 20 ml, r-r zatrzymujący 6 ml).	op.= 48 testów	5							
RAZEM NETTO										
RAZEM BRUTTO										

.....
miejsowość, data

.....
podpis osoby uprawnionej do sporządzenia oferty

Formularz cenowy

Załącznik 4f

Część VI – Szybkie testy parazytologiczne.

L.P.	NAZWA PRODUKTU	WIELKOŚĆ OPAKOWANIA	ILOŚĆ	CENA JEDNOST KOWA NETTO	VAT%	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO	RAZEM WARTOŚĆ TOWARU BRUTTO	PRODUCENT (NR KATALOGOWY)	CAŁKOWITY OKRES WAŻNOŚCI PRODUKTU OKREŚLONY PRZEZ PRODUCENTA	ZGODNOŚĆ PRODUKTU Z SIWZ TAK/NIE
1	2	3	4	5	6	7	8=4*7	9	10	11
1.	Rapid Canine Heatworm AgTest Kit 2.0. Zestaw do diagnostyki z pełnej krwi, osocza psa.	op.=10 testów	15							
2.	Rapid CPV/CCV/Giardia Ag Test Kit. Zestaw do diagnostyki z kału psa.	op.= 5 testów	25							
3.	Rapid Rota Ag Test Kit. Zestaw do diagnostyki z kału psa.	op.=10 testów	10							
4.	Rapid Canine brucella Ab Test Kit. Zestaw do diagnostyki z pełnej krwi, osocza psa.	op.=10 testów	2							
5.	Rapid Leishmania Ab Test Kit 2.0. Zestaw do diagnostyki z pełnej krwi, osocza psa.	op.=10 testów	2							
6.	Rapid E.canis Ab Test Kit. Zestaw do diagnostyki z pełnej krwi, osocza psa.	op.=10 testów	12							
7.	Rapid Bovi D-4 Ag Test Kit. Zestaw do diagnostyki z kału bydła.	op.=10 testów	5							
8.	Rapid FIV Ab/FeLV Ag Test Kit. Zestaw do diagnostyki z krwi pełnej i osocza kota.	op.= 0 testów	2							
9.	Zestaw do diagnostyki IBD metoda ELISA.	op.= 5 płytek	2							
RAZEM NETTO										
RAZEM BRUTTO										

.....
miejsowość , data.....
podpis osoby uprawnionej do sporządzenia oferty

Formularz cenowy

Załącznik 4g

Część VII – Zestawy ELISA do diagnostyki Gorączki Q

L.P.	NAZWA PRODUKTU	WIELKOŚĆ OPAKOWANIA	ILOŚĆ	CENA JEDNOST KOWA NETTO	VAT%	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO	RAZEM WARTOŚĆ TOWARU BRUTTO	PRODUCENT (NR KATALOGOWY)	CAŁKOWITY OKRES WAŻNOŚCI PRODUKTU OKREŚLONY PRZEZ PRODUCENTA	ZGODNOŚĆ PRODUKTU Z SIWZ TAK/NIE
1	2	3	4	5	6	7	8=4*7	9	10	11
1.	Liofilizowana surowica hemolityczna, jałowa surowica królików uodpornionych krwinkami owczymi, do przygotowywania roztworu o rozcieńczeniu 1:100; (rozpuszczalnik: 94 ml VBS, 1 ml glicerolu i 4 ml 5% roztworu fenolu); możliwość przechowywania przez 6 miesięcy temperaturze 2-8°C; roztwór roboczy o rozcieńczeniu wskazanym przez producenta, sporządzany bezpośrednio przed badaniem; data ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy, dołączony certyfikat producenta; produkt równoważny do Siemens ORLC 255.	1 ml	4							
2.	Antygen Coxiella burnetii do OWD, mieszany faza I i II; liofilizat o mianie deklarowanym przez producenta, rozpuszczalnik: woda jałowa; możliwość przechowywania tydzień w temperaturze 2-8°C lub 3 miesiące w zamrożeniu; data ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy, dołączony certyfikat producenta; produkt równoważny do Siemens ORAS 055.	1 ml	5							
3.	Surowica kontrolna dodatnia Coxiella burnetii do OWD, liofilizat o mianie deklarowanym przez producenta; rozpuszczalnik: woda jałowa; możliwość przechowywania tydzień w temperaturze 2-8°C lub 3 miesiące w zamrożeniu; data ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy, dołączony certyfikat	0,5 ml	5							

	producenta; produkt równoważny do Siemens ORBM 035.									
4.	Antygen kontrolny negatywny Coxiella burnetii do OWD, otrzymany z niezainfekowanych kultur komórkowych; liofilizat o znanym mianie, rozpuszczalnik: woda jałowa; możliwość przechowywania tydzień w temperaturze 2-8°C lub 3 miesiące w zamrożeniu; data ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy, dołączony certyfikat producenta; produkt równoważny do Siemens ORBE 055.	1 ml	2							
5.	Dopetniacz liofilizowany do OWD: mieszanina natywnych surowic pobranych od świnek morskich, liofilizat o mianie deklarowanym przez producenta, rozpuszczalnik: dołączany przez producenta; możliwość przechowywania 2 miesiące w temperaturze 2-8°C lub 6 miesięcy w zamrożeniu; data ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy, dołączony certyfikat producenta; produkt równoważny do Siemens ORAY 155.	5 ml	5							
RAZEM NETTO										
RAZEM BRUTTO										

.....
miejscość , data

.....
podpis osoby uprawnionej do sporządzenia oferty

Formularz cenowy

Załącznik 4h

Część VIII – Zestawy ELISA do diagnostyki chorób ptaków.

L.P.	NAZWA PRODUKTU	WIELKOŚĆ OPAKOWANIA	ILOŚĆ	CENA JEDNOST KOWA NETTO	VAT%	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO	RAZEM WARTOŚĆ TOWARU BRUTTO	PRODUCENT (NR KATALOGOWY)	CAŁKOWITY OKRES WAŻNOŚCI PRODUKTU OKREŚLONY PRZEZ PRODUCENTA	ZGODNOŚĆ PRODUKTU Z SIWZ TAK/NIE
1	2	3	4	5	6	7	8=4*7	9	10	11
1.	APV	5 płytek	1							
2.	Egg Drop Syndrome	5 płytek	1							
3.	ART Differentiation(ARTD	5 płytek	1							
4.	IBV	5 płytek	1							
5.	NDV	5 płytek	1							
6.	SHS	5 płytek	1							
RAZEM NETTO										
RAZEM BRUTTO										

.....
miejsowość , data.....
podpis osoby uprawnionej do sporządzenia oferty